


MÄT UPP SLANGEN TILL DIN HÖRAPPARAT

OBS: OM DU HAR EN GAMMAL SLANG ATT JÄMFÖRA MED SÅ BEHÖVER DU BARA HÅLLA DEN NYA SLANGEN INTILL DEN OCH KLIPPA TILL EN LIKA LÅNG BIT.



1. TRÄ SLANGEN PÅ
INSATSEN.

2. BE NÅGON SÄTTA
INSATSEN I DITT ÖRA
OCH HÖRAPPARATEN
OVANPÅ ÖRAT.

3. KLIPP SLANGEN SÅ ATT DEN NÅR
EN LITEN BIT ÖVER ÄNDEN AV
SLANGFÄSTEN PÅ HÖRAPPARATEN
SOM BILDEN VISAR. **KLART!**