


TA PÅ HÖRAPPARATERNA

OBS: DET FINNS FLERA OLIKA SÄTT ATT TA PÅ SIG HÖRAPPARATEN OCH VARJE ÖRA ÄR UNIKT. HITTA DITT SÄTT!

VÄND SIDA FÖR SKRIFTLIG FÖRKLARING!



TA PÅ HÖRAPPARATERNA

OBS: DET FINNS FLERA OLIKA SÄTT ATT TA PÅ SIG HÖRAPPARATEN OCH VARJE ÖRA ÄR UNIKT. **HITTA DITT SÄTT!**

VÄND SIDA FÖR ATT SE BILDER!

1. HÖRAPPARATSDELELEN SKA SITTA BAKOM ÖRAT, SLANGEN SKA VARA RIKTAD IN MOT HÖRSELGÅNGEN MED DOMEN I SPETSEN.

1. PLACERA HÖRAPPARATEN SOM EN KROK PÅ ÖRAT. TA TAG I SLANGENS BÖJ MELLAN TUMME OCH PEKFINGER OCH PLACERA ÄNDEN I HÖRSEL-GÅNGENS MYNNING.

2. LÄGG IN EVENTUELL STÖDVINGE I ÖRAT (HOPPA ÖVER DETTA STEG OM STÖDVINGE SAKNAS).

3. LIRKA FÖRSIKTIGT IN SLANGENS ÄNDE I HÖRSELGÅNGEN MED PEKFINGRET. PROVA SNETT UPPÅT I OLIKA VINKLAR. DRA SAMTIDIGT I ÖRAT SNETT UPPÅT MED DEN ANDRA HANDEN OM DU KAN.

4. KÄNN EFTER MED PEKFINGRET ATT SLANGEN INTILL HUDEN. PROVA ANNARS ATT GÖR OM STEG 3.