



FÅ DINA HÖRAPPARATER ATT HÅLLA LÄNGRE!



KONTROLLERA **DAGLIGEN** OM DET FINNS ÖRONVAX I **INSATSENS KANALER**. RENGÖR MED **VERKTYG**.



VIKTIGT!
BYT UT **SLANGEN EN GÅNG I MÅNADEN**. SE NÄSTA SIDA HUR MAN GÖR.




MINST EN GÅNG I VECKAN:


1. TA AV **INSATSEN MED SLANGEN**. LÄGG I **LJUMMET TVÅLVATTEN** ÖVER NATTEN.
2. SKÖLJ SEDAN AV **TVÅLEN** PÅ MORGONEN.
3. KOM IHÅG ATT **BLÅSA UT VATTNET** FRÅN **SLANGEN** OCH **BÅDA KANALERNA** MED **LUFTBLÅSARE** OCH **TORKA AV PÅ UTSIDAN**.

HUR DU BYTER SLANG


TÄNK PÅ ATT BYTA PÅ EN HÖRAPPAT I TAGET SÅ ATT DU INTE BLANDAR IHOP HÖGER OCH VÄNSTER INSATS!




1. TA AV DEN GAMLA SLANGEN OCH TA FRAM EN NY SLANG.



2. KLIPP AV EN BIT AV DEN NYA SLANGEN, LIKA LÅNG SOM DEN GAMLA. (NÅGOT LÄNGRE OM DEN GAMLA HUNNIT BLI STEL OCH HÅRD).



3. TRÄ PÅ DEN NYA SLANGEN (HÅLL SLANGEN MED EN BIT PAPPER FÖR BÄTTRE GREPP).



4. VRID SLANGEN UPPTILL SÅ ATT INSATSENS KANALER RIKTAS MOT HÖRSELGÅNGEN NÄR HÖRAPPARATEN SÄTTS PÅ PLATS. DU KAN OCKSÅ TÄNKA ATT INSATSENS "VINGE" SKA VARA RIKTAD MOT HÖRAPPARATEN (SE BILD).

NÅGOT FEL MED HÖRAPPARATEN?



- LADDA HÖRAPPARAT / BYT BATTERI V
- BYT SLANGEN.
- RENSA KANALERNA.
- KONTROLLERA SÅ ATT INSATSEN SITTER RÄTT I ÖRAT. DEN SKA SITTA SOM EN PUSSELBIT.
- HAR DU OFTA VAXPROPPAR? ANVÄND VAXLÖSANDE MEDEL FRÅN APOTEKET ELLER GÅ TILL VÅRDcentral FÖR VAXBORTTAGNING.
- FORTFARANDE PROBLEM? KONTAKTA DIN AUDIONOM.