


TA PÅ HÖRAPPARATERNA

OBS: DET FINNS FLERA OLIKA SÄTT ATT TA PÅ SIG HÖRAPPARATEN OCH VARJE ÖRA ÄR UNIKT. HITTA DITT SÄTT!

VÄND SIDA FÖR SKRIFTLIG FÖRKLARING!



TA PÅ HÖRAPPARATERNA

OBS: DET FINNS FLERA OLIKA SÄTT ATT TA PÅ SIG HÖRAPPARATEN OCH VARJE ÖRA ÄR UNIKT. **HITTA DITT SÄTT!**

VÄND SIDA FÖR ATT SE BILDER!

- 1. HÖRAPPARATEN HAR EN VIT RING SOM SKA VARA RIKTAD IN MOT HÖRSELGÅNGEN.**
- 2. TA TAG I HÖRAPPARATEN MED TUMME OCH PEKFINGER OCH PLACERA DEN I HÖRSELGÅNGENS MYNNING. DRA SAMTIDIGT I ÖRAT SNETT UPPÅT MED DEN ANDRA HANDEN OM DU KAN.**
- 3. ÖVERGÅ TILL ATT TRYCKA MED PEKFINGRET PÅ HÖRAPPARATEN I OLIKA VINKLAR TILLS DEN PASSAR SOM EN PUSSELBIT I ÖRAT. KLART!**